

Curasept PROXI P09 Prevention Szczoteczki międzyzębowe

Cena: 23,41 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Szczoteczka do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
Producent	CURASEPT S.p.A
Rejestracja	
Zastosowanie	Higiena jamy ustnej

Opis produktu

CURASEPT PROXI jest to innowacyjna linia szczoteczek międzyzębowych charakteryzująca się wysoką jakością i bezpieczeństwem użycia. Wszystkie produkty produkowane są wyłącznie we Włoszech. Najwyższa jakość CURASEPT PROXI gwarantowana jest przez zgodność z wymaganiami, metodami i specyfikacjami określonymi w odpowiedniej normie technicznej ISO (UNI IEN ISO 16409:16). Wyższa trwałość szczoteczek CURASEPT PROXI P09 PREVENTION jest gwarantowana przez liczne testy laboratoryjne, które poświadczają odporność na wielokrotne zginanie i wytrzymałość na rozciąganie powyżej wartości wymaganej przez standardy ISO. Każda szczoteczka w blisterze posiada osobną nakładkę, która pozwala na higieniczne przechowywanie szczoteczki.

Natomiast SAFE STOP SYSTEM to innowacyjna i ekskluzywna osłona ochronna, umieszczona pomiędzy uchwytem a włosiem, która zapobiega ewentualnym urazom dziąseł podczas korzystania ze szczoteczek, zapewnia większą stabilność metalowego rdzenia i usprawnia kontrolę szczoteczki międzyzębowej podczas użytkowania.

Szczoteczka międzyzębowa CURASEPT PROXI jest najlepszym narzędziem do czyszczenia powierzchni międzyzębowych, gdzie klasyczna szczoteczka, nici i wykałaczka nie są w stanie dokładnie usunąć płytki nazębnej. Jest zalecana do usuwania i zapobiegania powstawania płytki nazębnej, zapaleń dziąseł i krwawienia oraz nieświeżego oddechu.

Ponieważ przestrzenie międzyzębowe mają różne rozmiary to istnieją szczoteczki międzyzębowe o różnych średnicach. Rozmiar używanej szczoteczki można uznać za właściwy, gdy włosie całkowicie wypełnia przestrzeń międzyzębową, a szczoteczka wchodzi w przestrzeń bez większego oporu.

Wskazania

Curasept PROXI P 09 Prevention to szczoteczki, które są wskazane do wąskich przestrzeni międzyzębowych dla zdrowych dziąseł.

Sposób użycia

- Należy wprowadzić szczotkę w przestrzeń międzyzębową nie używając siły.
- W górnym łuku zębowym umieścić szczoteczkę przy lekkim nachyleniu od dołu do góry.
- Po umieszczeniu wykonać delikatny ruch poziomy "do środka i na zewnątrz"
- Dolny łuk zębowy: wprowadzić szczoteczkę pochylając ją od góry do dołu, po czym wyprostować.
- Następnie należy postępować tak jak w przypadku czyszczenia łuku zębowego górnego - delikatny ruch poziomy "do środka i na zewnątrz"

zewnątrz".

Ważne

- Szczoteczkę należy stosować conajmniej raz dziennie w sposób delikatny przesuając ją poziomym ruchem.
- U osób , u których występuje zapalenie dziąseł, istnieje prawdopodobieństwo że podczas pierwszych zastosowań mogą one krwawić. Jeżeli będzie się codziennie w prawidłowy sposób używać szczoteczki to w przeciągu kilku dni dziąsła powinny przestać krwawić .
- W przypadku krwawienia z dziąseł ,podczas stosowania szczoteczki można na nią przed rozpoczęciem czyszczenia zaaplikować żel z chlorheksydyną, który dodatkowo będzie przeciwdziałał odkładaniu się płytki nazębnej. W takim przypadku można użyć na przykład żelu Curasept ADS 350.

Producent

Curasept S.p.A.
Via G.Parini,19, 21047
Saronno (VA)
ITALY