

Sunstar GUM®Denture Brush Szczoteczka do czyszczenia protez 201



Cena: 10,20 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 szczoteczka
Postać	Szczoteczka do mycia protez
Producent	SUNSTAR EUROPE S.A.
Rejestracja	
Zastosowanie	Akcesoria, Higiena jamy ustnej

Opis produktu

Osoby, które noszą protezę zdają sobie sprawę, że jej czyszczenie nie jest łatwe i że zwykłe szczotki nie wystarczą. Protezy, podobnie jak naturalne zęby, wymagają bowiem odpowiedniej opieki, ponieważ mogą być źródłem namnażania bakterii, jeśli nie są utrzymywane w odpowiedniej czystości.

Szczoteczka do protez GUM®Denture Bruh została zaprojektowana po to, aby uprościć codzienną higienę jamy ustnej u pacjentów z protezami. Ta mocna szczotka nylonowa składa się z dwóch części: płaskiej szczoteczki, które skutecznie oczyszcza powierzchnie protez i pojedynczego pęczka, aby czyścić mniejsze, trudno dostępne miejsca. Wygodny kątowy uchwyt z miękką rączką zapewnia lepszą kontrolę podczas szczotkowania co jest bardzo ważne w przypadku osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Właściwości

- Ma sztywne, nylonowe włosie które dokładnie oczyszcza protezę.
- Posiada dużą rączkę, która zapewnia lepszą kontrolę w czasie szczotkowania, co jest niezwykle ważne w przypadku osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
- Wąski pęczek, który znajduje się na odwrocie szczoteczki ułatwia oczyszczenie trudno dostępnych miejsc.

Sposób użycia

Aby proteza służyła długo i odpowiednio spełniała swoje zadanie, należy kompleksowo o nią dbać.

Dlatego bardzo ważne jest, aby regularnie myć protezę. Jest zalecane, aby robić to po każdym posiłku. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie można tego zrobić to należy przynajmniej dokładnie opłukać protezę pod ciepłą (lecz nie gorącą!), bieżącą wodą. Bardzo duże znaczenie ma w tej kwestii systematyczność.

Aby dokładnie wyczyścić protezę, należy ją wyciągnąć i przy pomocy szczoteczki do protez zębowych precyzyjnie wyszczotkować. Przy szczotkowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie trudno dostępne miejsca. Podczas mycia stosuje się specjalne pasty, które są przeznaczone dla posiadaczy protez.

Korzyści, jakie wynikają z prawidłowej pielęgnacji protez to :

- Komfort jaki zapewnia regularne czyszczenie protez.
- Zminimalizowanie ryzyka stanów zapalnych dziąseł.
- Brak problemów z nieświeżym oddechem.

Ważne

Ponieważ na powierzchni protezy, podobnie jak na naturalnym uzębieniu, osadza się płytka bakteryjna to , jeśli nie jest usuwana, może z czasem przekształcić się w kamień nazębny i powodować rozwój szkodliwych mikroorganizmów . Może to być przyczyną:

- nawracających stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej,
- chorób dziąseł,
- a w przypadku noszenia częściowej protezy może spowodować uszkodzenia własnych zębów.

Z tych właśnie powodów ważne jest regularne mycie protez.

Przechowywanie

Szczoteczkę należy przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawartość opakowania

1 szczoteczka do czyszczenia protez

Szczoteczka do protezy zębowej dostępna jest w dwóch kolorach: niebieskim oraz zielonym.

Kolor wybierany jest losowo.

Producent

Sunstar Suisse S.A.
Route de Pallatex 11,
1163 Etoy
Switzerland

Galeria

