

Sunstar GUM® EasyFloss Nić 2000



Cena: 17,26 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	30 metrów
Producent	SUNSTAR EUROPE S.A.
Rejestracja	
Zastosowanie	Higiena jamy ustnej

Opis produktu

Ponieważ szczotkowanie zębów usuwa tylko do 50% płytki nazębnej, to stosowanie nici dentystycznych powinno być ważną częścią codziennej pielęgnacji jamy ustnej. GUM EASY FLOSS ułatwia jest wykonana ze specjalnego materiału PTFE (politetrafluoroetylen), który ułatwia wprowadzenie nici nawet w najciaśniejsze przestrzenie międzyzębowe i poniżej linii dziąseł w celu skutecznego usuwania płytki nazębnej. Jej wyjątkowa konstrukcja jest mocna i odporna na strzępienie.

Niść GUM Easy jest polecana dla osób z delikatnymi dziąsłami lub chorobami przyzębia oraz dla tych, którzy zaczynają przygodę z nitkowaniem, ponieważ nawet przy nieumiejętnym użyciu nić nie podrażnia dziąseł.

Zalety

- Nić odporna na strzępienie wykonana z jednego fragmentu materiału
- Umożliwia czyszczenie pomiędzy zębami i poniżej linii dziąseł
- Jest miękka i delikatna dla dziąseł

Stosowanie

Należy oderwać kawałek nici dentystycznej o długości około 30 – 40 cm i owinąć ją wokół palców (środkowych lub wskazujących) obu dłoni. Potem wprowadzić nić delikatnie w przestrzeń międzyzębową i zejść do okolicy szyjki. Następnie zachowując kontakt nici z oczyszczaną powierzchnią, nadać jej kształt litery „C”. Potem przesunąć nić ku górze dbając o to, żeby była cały czas napięta. Należy wykonywać te same czynności oczyszczając kolejną przestrzeń. Stosować co najmniej raz dziennie, najlepiej przed snem.

Ważne

Nitkowanie zębów, jako element codziennej higieny jamy ustnej, zapobiega powstaniu próchnicy i chorobie dziąseł.

Sunstar Suisse S.A.
Route de Pallatex 11,
1163 Etoy

Switzerland

Galeria

