

Sunstar GUM® EasyFlossers Wykałaczką-nitka dentystyczna 890

**Cena: 9,99 zł**

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	30 sztuk
Postać	niciowykałaczką
Producent	SUNSTAR EUROPE S.A.
Rejestracja	
Zastosowanie	Higiena jamy ustnej

Opis produktu

Najprostszy sposób na komfortowe, codzienne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, polecany szczególnie osobom, dla których korzystanie z nici dentystycznych jest niewygodne. Uchwyt z rozciągniętą delikatną woskowaną nicią firmy GUM, pozwala znacznie łatwiej i sprawniej czyścić przestrzenie międzyzębowe. Nić jest na zaimpregnowana fluorkami i witaminą E dzięki czemu regularne korzystanie z niciowykałaczek działa przeciwpróchniczo oraz wzmacnia dziąsła.

Nowe niciowykałaczki GUM Easy-Flossers zostały wyprofilowane tak, aby z jeszcze większą precyzją docierać do trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych co sprawia, że jest to idealne akcesorium dla początkujących, którym trudno czyścić przestrzenie międzyzębowe za pomocą nitki dentystycznej. Wykałaczką można usunąć większe resztki pokarmu z przestrzeni międzyzębowych, a wygodny uchwyt pomaga w skierowaniu krótkiego odcinka nici w wybrane miejsce i na kontrolowanie czyszczenia przestrzeni międzyzębowej nie dopuszczając do skaleczenia dziąsła.

Ma przyjemny smak mentolowy.

Zalety

- Umożliwia wygodne nitkowanie zarówno początkującym jak i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej
- Łatwy uchwyt z wycięciem na kciuk, który zapewnia lepszą precyzję i kontrolę
- Specjalna woskowana nić, która łatwo przeslizguje się pomiędzy zębami, nie strzępi się, nie naciąga i nie zrywa
- Wygięta szyjka pozwala oczyszczać również tylne zęby
- Ma orzeźwiający miętowy smak
- Jest pokryta fluorem oraz witaminą E.

Stosowanie

Na uchwycie zamocowana jest mocna, woskowana, cienka nić która przechodzi łatwo przez punkty stykowe oraz jest odporna na ścieranie. Uchwyt dopasowany jest do zgryzu tak, aby nić wsuwana była między zęby przy pomocy naciskającej przeciwległej szczęki, bez podrażnienia dziąsła. Nić delikatnie czyści przestrzenie międzyzębowe, poniżej linii dziąseł oraz miejsca do których nie dociera szczoteczka.

Stosując drugą stronę niciowykałaczki usuniemy większe zalegające resztki pokarmu z przestrzeni międzyzębowych.
Można używać wielokrotnie do 3-4 razy.

Sunstar Suisse S.A.
Route de Pallatex 11,
1163 Etoy
Switzerland

Galeria

