

Sunstar GUM® Sonic Daily Szczoteczka soniczna Czarna



Cena: 54,91 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 szczoteczka
Postać	Szczoteczka soniczna
Producent	SUNSTAR EUROPE S.A.
Rejestracja	
Zastosowanie	Higiena jamy ustnej, Szczoteczki do zębów

Opis produktu

Zaprojektowana z myślą o codziennej pielęgnacji szczoteczka GUM® Sonic Daily zapewnia wyjątkowo dogłębne ale jednocześnie delikatne oczyszczenie, które pomaga utrzymać dziąsła i zęby w dobrej kondycji oraz zapewnia uczucie świeżości i czystości dzień po dniu.

Dzięki wibracjom sonicznym, które poruszają włosiem, szczoteczka pomaga usunąć więcej płytki nazębnej. Jej specjalna główka posiada miękkie, dwupoziomowe włosie z bardzo cienkimi końcówkami, które docierają poniżej linii dziąseł i między zęby, zapewniając doskonałe czyszczenie.

W porównaniu z manualną szczoteczką z płaską główką, szczoteczka GUM® Sonic Daily daje o 50% większą skuteczność czyszczenia przestrzeni międzyzębowych i usuwa 47x więcej płytki nazębnej poniżej linii dziąseł.

Wibrująca główka szczoteczki masuje również dziąsła.

Smukła, lekka i kompaktowa szczoteczka soniczna zapewnia przyjemne doświadczenie szczotkowania.

Szczoteczka nie tylko zapewnia wyjątkowo dogłębne, delikatne oczyszczenie, ale również doskonale prezentuje się w łazience dzięki swojej eleganckiej, kompaktowej i pozbawionej kabla konstrukcji. Ponieważ dostarczana jest z nasadką na szczoteczkę oraz kolorowymi opaskami umożliwia to personalizację szczoteczki.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy stosowanie jej z pastą do zębów i płynem do płukania ust GUM ActiVital®.

Właściwości

- Szczoteczka zapewnia dogłębne i delikatne czyszczenie podczas codziennej pielęgnacji zębów i dziąseł.
- Posiada miękkie, dwupoziomowe, stożkowe włosie które ma większą skuteczność czyszczenia przestrzeni międzyzębowych i usuwa więcej płytki nazębnej pod linią dziąseł.
- Ma smukły kształt, jest kompaktowa i nie wymaga kabla.
- 1 bateria AAA zapewnia do 3 miesięcy użytkowania szczoteczki.
- Jest dostępna w 2 kolorach: białym i czarnym.
- W zestawie znajduje się higieniczna nakładka na szczoteczkę oraz 3 kolorowe opaski do personalizacji szczoteczki

- Główka szczoteczki jest wymienna.
- Szczoteczka jest kompatybilna z wymiennymi główkami GUM® Sonic Daily, GUM® ActiVital® Sonic oraz z GUM® Sonic Sensitive.

SONICZNE WIBRACJE- gwarantuje niezwykle przyjemne uczucie szczotkowania

50% WYŻSZA SKUTECZNOŚĆ w dotarciu do przestrzeni międzyzębowych

DWUPOZIOMOWE, POJEDYNCZO STOŻKOWANE WŁOSIE - Ułatwia pacjentowi czyścić głębiej.

Sposób użycia

- Nałożyć niewielką ilość pasty do zębów na główkę szczoteczki.
- Następnie włożyć główkę szczoteczki do jamy ustnej.
- Włączyć szczoteczkę naciskając na górny, centralny przycisk.
- Należy stosować taką samą technikę szczotkowania ,jak w przypadku szczoteczki manualnej, nie używając dodatkowej siły.

Wymiana główki szczoteczki

- Trzymając za rączkę należy ściągnąć główkę.
- Następnie nałożyć nową główkę na rączkę i docisnąć.
- Należy wymieniać tylko na kompatybilne główki GUM® Sonic..

Wymiana baterii

- Obrócić podstawę rączki i pociągnąć w dół.
- Należy wymieniać wyłącznie na nową baterię alkaliczną AAA.
- W czasie wymiany baterii należy kierować się symbolami umieszczonymi na dolnej części szczoteczki po to , aby prawidłowo ustawić baterię.
- Zutilizować baterię zgodnie z przepisami. Nie wyrzucać do kosza na śmieci domowe.

Wymiana kolorowej opaski

- Zdjąć główkę szczoteczki.
- Następnie zdjąć srebrną opaskę podnosząc ją do góry.
- Wybrać nową opaskę w swoim ulubionym kolorze i nasunąć ją na uchwyt. Następnie należy upewnić się, że opaska jest prawidłowo umieszczona na rączce i nie ma odstępów między częściami.
- Umieścić główkę na rączce i docisnąć.

Czyszczenie szczoteczki

- Wyłączyć szczoteczkę po zakończeniu szczotkowania zębów.
- Wypłukać główkę szczoteczki wodą.
- Należy pamiętać o wymianie główki szczoteczki co 3 miesiące.

Ważne

- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat .
- Ze względu na obecność małych części istnieje ryzyko udławienia .
- Można używać szczoteczki dla dzieci w wieku 3 lata i powyżej Ala wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej .

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci.