

Sunstar GUM® Trav-ler® Szczoteczka międzyzębowa 1,2mm 6 sztuk

Cena: 17,26 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	6 sztuk
Postać	Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
Producent	SUNSTAR EUROPE S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	, -
Zastosowanie	Akcesoria, Higiena jamy ustnej

Opis produktu

Czyszczenie międzyzębowe jest ważnym krokiem w zapobieganiu chorobom i utrzymaniu zdrowych dziąseł. Jednak często nie docenia się, jak ważne jest czyszczenie interdentalne. Również często nie można zdecydować się co do rodzaju produktów, które najlepiej spełniają określone potrzeby.

Mając świadomość barier powstrzymujących przed korzystaniem ze szczoteczek międzyzębowych stworzono kompletną gamę produktów interdentalnych odpowiadających różnym potrzebom.

Szczoteczki międzyzębowe aGUM® Trav-ler® zostały specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia łatwego i wygodnego czyszczenia z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej jakości i profesjonalnych rezultatów.

Przeprowadzono badania kliniczne, które wykazały, że szczotki międzyzębowe, takie jak GUM® Trav-ler® są uważane za łatwiejsze w użyciu niż nici dentystyczne. Szczoteczki międzyzębowe są w stanie lepiej wypełnić przestrzeń międzyzębową i usunąć więcej płytki nazębnej niż nici dentystyczne.

Szczoteczki międzyzębowe GUM® Trav-ler® mają opatentowane trójkątne włosie, które usuwa do 25% więcej płytki nazębnej niż zwykłe włosie nylonowe. To sprawia, że jest to najlepszy wybór dla pacjentów z problemami periodontologicznymi.

Szczoteczka GUM® Trav-ler® została tak zaprojektowana, aby zwiększyć komfort i łatwość użycia przez pacjenta:

- 1- posiada ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt o długości, która ułatwia manewrowanie.
- 2- ma elastyczną szyjkę umożliwiającą łatwy dostęp do tylnych zębów.
- 3- posiada delikatną główkę, która zmniejsza ryzyko podrażnienia dziąseł i uszkodzenia szkliwa. Posiada również antybakteryjną ochroną włosa dla optymalnej higieny międzyzastosowaniami.

Ponieważ dla niektórych osób korzystanie ze szczoteczek międzyzębowych może być zbyt skomplikowane lub nieprzyjemne, to dla tych osób pierwszym krokiem może być stosowanie GUM SOFT-PICKS ADVANCED.

Badania kliniczne wykazały, że korzystanie z gumowych czyszcików międzyzębowych jest preferowaną formą czyszczenia międzyzębowego.

Właściwości

- Szczoteczka ma ergonomiczny Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt o preferowanej długości który ułatwia dotarcie do wszystkich przestrzeni międzyzębowych.
- GUM® Trav-ler® usuwa płytkę nazębną efektywniej dzięki innowacyjnej, trójkątnej konstrukcji włosia
- Ponieważ włosie zostało pokryte chlorheksydyną gwarantuje to antybakteryjną ochronę szczoteczki pomiędzy użytkowaniami
- Szczoteczka posiada elastyczną rączkę i szyjkę co ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc.
- Powlekany drucik i zaokrąglona końcówka rączki zmniejszają ryzyko urazu
- Jest odpowiednia dla pacjentów z implantami i aparatami ortodontycznymi
- W zestawie znajduje się higieniczna nakładka.

Wskazania

Sunstar GUM® Trav-ler® to szczoteczka, która jest wskazana do wąskich przestrzeni międzyzębowych dla zdrowych dziąseł.

Sposób użycia

- Należy wprowadzić szczotkę w przestrzeń międzyzębową nie używając siły.
- W górnym łuku zębowym umieść szczoteczkę przy lekkim nachyleniu od dołu do góry.
- Po umieszczeniu wykonać delikatny ruch poziomy "do środka i na zewnątrz"
- Dolny łuk zębowy: wprowadzić szczoteczkę pochylając ją od góry do dołu, po czym wyprostować.
- Następnie należy postępować tak jak w przypadku czyszczenia łuku zębowego górnego - delikatny ruch poziomy "do środka i na zewnątrz".

Ważne

- Szczoteczkę należy stosować conajmniej raz dziennie w sposób delikatny przesuając ją poziomym ruchem.
- U osób , u których występuje zapalenie dziąseł, istnieje prawdopodobieństwo że podczas pierwszych zastosowań mogą one krwawić. Jeżeli będzie się codziennie w prawidłowy sposób używać szczoteczki to w przeciągu kilku dni dziąsła powinny przestać krwawić .
- W przypadku krwawienia z dziąseł ,podczas stosowania szczoteczki można na nią przed rozpoczęciem czyszczenia

zaaplikować żel z chlorheksydyną, który dodatkowo będzie przeciwdziałał odkładaniu się płytki nazębnej.

- Szczoteczki mają oznaczenia , które są zgodne ze standardem ISO porównującym szczoteczki międzyzębowe zgodnie z wielkością otworu, przez który mogą one przejść.
- GUM® Trav-ler® mają zagwarantowaną 14 dniową antybakteryjną ochronę po wyjęciu z opakowania.

To jest wyrób medyczny. Należy używać go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Sunstar Suisse S.A.Route de Pallatex 11,
1163 Etoy
Switzerland