

DIATHER Test NARKO MULTI mocz

Cena: 27,00 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni
Opakowanie	1 test
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Rejestracja	
Zastosowanie	Test diagnostyczny

Opis produktu

TEST NARKO MULTI mocz to panelowy, wieloparametrowy test do wykrywania obecności narkotyków w moczu. Test pozwala wykryć, aż 7 różnych substancji w moczu badanej osoby:

AMP – amfetaminę,
COC – kokainę,
THC – marihuaną, haszysz,
MDMA – ecstazy,
OPI – opiaty,
MOP – morfinę.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TEST NARKO MULTI mocz wykrywa 7 narkotyków w następujących stężeniach:

1000 ng/ml amfetamina (AMP),
300 ng/ml Kokaina (COC),
50 ng/ml Marihuana (THC),
50 ng.ml Haszysz (THC),
500 ng/ml Ecstasy (MDMA) ,
2000 ng/ml Opiaty (OPI),
300 ng/ml Morfina (MOP) w moczu.

Amfetamina (AMP)

Amfetamina to substancja występująca najczęściej w postaci białego proszku, kryształków, kapsułek lub tabletek, przyjmowana donosowo lub doustnie, rzadziej dożylnie. Wywołuje silne pobudzenie ruchowe, wzrost energii, spadek apetytu i pragnienia, rozszerzenie źrenic. Okres półtrwania

substancji w organizmie wynosi od 4 do 24 godzin. Efekty po zażyciu substancji utrzymują się przeciętnie przez od 2 do 4 godzin.

Obecność amfetaminy można stwierdzić od 48 do 72 godzin po jej zażyciu.

Kokaina (COC)

Kokaina to substancja występująca w postaci białego proszku lub kryształków przyjmowana donosowo (poprzez wciąganie proszku) lub poprzez palenie. Wywołuje pobudzenie ruchowe, euforię, wzrost energii i czujności, pobudzenie seksualne, rozszerzenie źrenic. Okres półtrwania

substancji w organizmie wynosi od 0,5 do 1,5 godziny. Obecność kokainy można stwierdzić od 24 do 48 godzin po jej zażyciu.

Marihuana, Haszysz (THC)

THC (tetrahydrokannabinol) to główny składnik psychoaktywny marihuany i haszyszu. Marihuana jest suszem kwiatostanów konopii indyjskich, haszysz to żywica konopii. Marihuana jest przyjmowana poprzez palenie, wdychanie naparów wodnych lub spożywanie z potrawami. Wywołuje euforię, odprężenie, wielomówność, wzrost łaknienia, napadowy śmiech, wzrost ciśnienia krwi, a następnie spadek aktywności i apatię. Działanie THC utrzymuje się przez ok. 2 godziny po wypaleniu pojedynczego papierosa z marihuaną, obecność substancji można stwierdzić od 3 do 10 dni po jej zażyciu.

Ecstasy (MDMA)

Ecstasy występuje w postaci różnokolorowych tabletek z wytłoczeniami, przyjmowana doustnie, to syntetyczna pochodna amfetaminy. Wywołuje

pobudzenie ruchowe, euforię, wzrost energii, rozszerzenie źrenic, wzrost ciśnienia i przyspieszenie tętna, wyostrenie zmysłów, intensyfikację przeżywania emocji, zmniejszenie łaknienia i odczuwania zmęczenia. Działanie MDMA utrzymuje się od 2 do 4 godzin po jej zażyciu. Obecność substancji można stwierdzić od 3 do 5 dni po przyjęciu MDMA.

Opiaty (OPI)

Opiaty to nazwa obejmująca narkotyki będące przetworami maku lekarskiego, występujące naturalnie (morfina, kodeina) i półsyntetyczne

(heroina). Występują w postaci proszku, tabletek, ampulek, kryształków, płynu. Są przyjmowane donosowo, doustnie, dożylnie, domięśniowo lub

podskórnie. Wywołuje euforię, błogostan, spowolnienie psychoruchowe, nudności, spadek łaknienia i pragnienia, zwężenie źrenic, zmniejszenie odruchu kaszlu, spadek ciśnienia krwi, wysychanie błon śluzowych, spadek libido. Obecność substancji można stwierdzić do kilku dni po przyjęciu.

Morfina (MOP)

Morfina to narkotyk należący do grupy opiatów pochodzenia naturalnego. Występuje w postaci proszku, tabletek lub ampulek, przyjmowana

doustnie, dożylnie, podskórnie, domięśniowo, rzadziej w formie inhalowanego dymu. Wywołuje euforię, błogostan, spowolnienie psychoruchowe, zmniejszenie odczuwania bólu, zwężenie źrenic, zmniejszenie odruchu kaszlu, spadek ciśnienia krwi. Obecność substancji można stwierdzić do kilku dni po przyjęciu.

ZASTOSOWANIE

TEST NARKO MULTI mocz jest prostym w wykonaniu testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania narkotyków w moczu. Zasada działania polega na zanurzeniu panelu testowego składającego się z 6 pasków testowych w próbce moczu, a następnie odczytaniu wyniku w 5 minucie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 saszetka z testem panelowym

Instrukcja użycia

Podmiot odpowiedzialny:

DIATHER


Petrusewicz Sp. K.

Ku Ujściu 19


80-701 Gdańsk

Galeria

Zawartość zestawu



Schemat użycia



Interpretacja wyników

Wynik negatywny



Wynik pozytywny



Wynik nieważny

