

# Lansinoh Laktator ręczny



Cena: 139,45 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Producent	Lansinoh
Rejestracja	
Zastosowanie	Laktator manualny

## Opis produktu

Laktator manualny Lansinoh został stworzony z myślą o prostocie i wydajności użytkowania.

Posiada dwa niezależne tryby pracy wolniejszej i szybszej. Można w łatwy sposób przełączyć wybrany tryb pracy. Specjalna poduszeczka ComfortSeal™ tworzy próżnię zapewniając odpowiednie ssanie, imitujące rytm ssania dziecka, co zapewnia szybkie i wygodne odciąganie pokarmu. Zestaw zawiera dwie butelki oraz smoczek do karmienia NaturalWave™ z wolnym przepływem, który umożliwi dziecku zachowanie dobrych nawyków nabytych podczas karmienia naturalnego. Laktator jest łatwy w montażu użyciu i czyszczeniu. Bez dodatku Bisfenolu-A.

### Właściwości

2 oddzielne fazy odciągania – faza 1 (let-down): szybkie odciąganie by stymulować i pobudzić wypływ pokarmu; faza 2 (expression): wolniejsza, głębsza by maksymalizować i wydłużyć wypływ pokarmu

Poduszeczka ComfortFit™ – do lepszego dopasowania do piersi by odciąganie pokarmu było maksymalnie efektywne

Ergonomiczny uchwyt easy-express™ – minimalizuje przeciążenia nadgarstków podczas odciągania pokarmu

W zestawie butelka do karmienia Lansinoh® – pasuje do wszystkich pozostałych laktatorów Lansinoh. Jedna i ta sama butelka spełniająca trzy funkcje – podczas odciągania laktatorem, do przechowywania i do podawania pokarmu

Cichy, kompaktowy i lekki – pozwala na dyskretne, bezgłośnie odciąganie pokarmu. Idealny do użytku poza domem

W zestawie smoczek do butelki NaturalWave™ teat – pomagający utrwać u dziecka dobre wzorce karmienia naturalnego

W zestawie podstawka na butelkę – stabilizuje butelkę i zapobiega wyciekaniu pokarmu

Składa się tylko z kilku części – łatwy do składania, użytku i mycia

Laktator jest elementem systemu Lansinoh® Odciągaj – Przechowuj – Karm.

Bez dodatku BPA i BPS

### Wskazania

Laktator Lansinoh jest przeznaczony dla kobiet w okresie laktacji, które chcą karmić dziecko swoim, uprzednio odciągniętym pokarmem.

### Sposób użycia

Przed użyciem laktatora należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Elementy urządzenia należy umyć przed pierwszym użyciem (zgodnie z instrukcją).

Należy złożyć laktator zgodnie z instrukcją.

Przyłożyć zestaw do odciągania do piersi i włączyć laktator.

Po zakończeniu odciągania pokarmu należy urządzenie wyłączyć i umyć elementy mające kontakt z mlekiem i skórą.

### Uwagi

Produkt jest przeznaczony do użytku osobistego, przez 1 osobę.  
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
Należy zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi korzystania z urządzenia.  
Nie można czyścić ani sterylizować przewodów lub złącza do przewodów.  
Szczegółowe informacje nt. bezpieczeństwa stosowania znajdują się na ulotce/instrukcji dołączonej do wyrobu

**Zawartość opakowania:**

Poduszczecka ComfortFit™  
Butelka Lansinoh® mOmma® 160ml  
Baza laktatora  
Podstawka pod butelkę  
Smoczek do karmienia NaturalWave™ z nakrętką  
Silikonowa membrana  
Uchwyt  
Nakrętka na butelkę i krążek zabezpieczający  
Biały zawór (1 extra)