

Protefix podściółki mocujące 30szt.



Cena: 27,12 zł

Opis słownikowy

| | |
|--------------|----------------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie | 30 szt. |
| Producent | QUEISSER PHARMA GMBH & CO. |
| Rejestracja | |

Opis produktu

Skład Protefix Podściółki dla żuchwy:

Alginiian sodowy, włókna wiskozowo-polipropylenowe.

Działanie Protefix Podściółki dla żuchwy:

Podściółki mocujące zostały wykonane z ligniny wiskozowo-polipropylenowej, która została nasycona alginianem sodu. Alginian sodowy jest substancją, która wykazuje właściwości mocujące (adhezyjne). Podściółki dla żuchwy Protefix przeznaczone są dla osób, które noszą całkowite protezy. Produkt ten pomaga mocować protezy, jeśli występują jakiegokolwiek utrudnienia np. zanik wyrostka zębodołowego u osób w podeszłym wieku, dodatkowo chroni dziąsła przed uciskiem. Poleca się je również stosować w pierwszym okresie przystosowywania się do nowej protezy. Wyrób nie wpływa na odczucia smakowe.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Protefix Podściółki dla żuchwy przeznaczony do stosowania przy mocowaniu protezy całkowitej

Informacje dodatkowe Protefix Podściółki dla żuchwy:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Podczas stosowania produktu może wystąpić reakcja alergiczna błony śluzowej jamy ustnej lub całego ciała. W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej należy skontaktować się z lekarzem. W celu odpowiedniego dopasowania protezy zalecane jest dokonywanie regularnych kontroli u stomatologa. Zaleca się skonsultować z lekarzem, jeśli odczuwane jest wrażenie, że proteza trzyma słabiej, a także przy nawracających stanach zapalnych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Nie stosować w przypadku protez częściowych.

Sposób użycia Podściółki dla żuchwy Protefix:

Przed użyciem zaleca się zapoznać z ulotką informacyjną. W przypadku małych protez należy odpowiednio przyciąć podściółkę. Podściółkę należy zwilżyć, a następnie nałożyć na protezę szczęki. Docisnąć palcem do zagłębienia żuchwowego protezy, rozpoczynając dociskanie od środka. Upewnić się, że podściółka gładko przylega. W przypadku zmniejszenia przyczepności należy

wyjąć protezę, po czym posypać podściółkę proszkiem mocującym marki Protefix. Podściółkę należy wymieniać przynajmniej raz dziennie, a najlepiej po każdym posiłku (po dokładnym oczyszczeniu protezy).