

TULIPAN Pojemnik do dobowej zbiórki moczu

Cena: 15,12 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	2,5 l
Postać	Pojemnik do zbiórki moczu
Producent	KAMED PLUS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Akcesoria

Opis produktu

Pojemnik Tulipan jest wyrobem medycznym, który jest używany zarówno w jednostkach leczniczych jak i w warunkach domowych. Jest przeznaczony do oddawania i dobowej zbiórki moczu. Wykonany został z wysokiej jakości plastiku. Posiada miarkę poziomów, która umożliwia dokładne odczytanie zebranej ilości wydalanych w ciągu doby płynów oraz pokrywkę zabezpieczającą przed wylaniem się moczu.

Pojemnik można wielokrotnie używać i sterylizować. Całkowita pojemność pojemnika to 2,5 L.

Dobowa zbiórka moczu (DZM) umożliwia ocenę bilansu płynów w organizmie. Przeprowadzana jest w celu określenia ilości wydalanych w ciągu 24 godzin z moczem związków chemicznych, takich jak np.: sód, potas, fosfor, wapń, magnez, kwas moczowy, mocznik, kreatynina, hormony, białko.

Wskazania do przeprowadzenia dobowej zbiórki moczu to między innymi:

- schorzenia układu moczowego, w tym nerek, pęcherza, cewki, moczowodów;
- choroby metaboliczne, a zwłaszcza podejrzenie cukrzycy oraz kwasicy;
- zaburzenia hormonalne, związane na przykład z niewłaściwą pracą tarczycy;
- zaburzenia wodno-elektrolitowe.

Właściwości

- Pojemność 2500 ml.
- Podziałka na ścianie pojemnika wyskalowana co 100 ml.
- Pokrywa uniemożliwiająca wylanie się płynów
- Wykonany z tworzywa łatwego w utrzymaniu w czystości;
- Możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości nie zawierającymi substancji ściernych lub w autoklawie w temperaturze do 130°C (do 30 min).
- Produkt jest wyrobem atestowanym medycznym.

Ważne

Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 oC, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary

wodnej w temperaturze 126 oC.

Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami. Należy używać środków myjących niezawierających substancji ściernych.

Parametry techniczne

- Materiał podstawowy to tworzywo sztuczne polietylen HDPE
- Wyrób wielorazowego użytku
- Pojemność 2500 ml
- Wymiary: średnica 185 mm

wysokość 170 mm

- Masa całkowita 170 g (150 g bez pokrywy)

Producent

KAMED PLUS
Solskiego 3
Częstochowa

Galeria

