

VEERA Podkolanówki 140 den solei 3/4



Cena: 49,99 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 szt. (para)
Producent	KATI SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Skład Veera Podkolanówki przeciwżyłakowe 140 DEN:

Poliamid – 78%, elastan – 22%.

Działanie Veera Podkolanówki przeciwżyłakowe 140 DEN:

Veera Podkolanówki przeciwżyłakowe 140 DEN to wyrób medyczny ze stopniowanym uciskiem, który wspiera żyły i zwiększa prędkość przepływu krwi żyłnej. Produkt wywiera silniejszy ucisk w okolicy kostki i zmniejsza się ku górze. W tym modelu występuje pierwszy stopień ucisku 18-21mmHg. Noszenie podkolanówek jest wskazane w profilaktyce żyłaków w przypadku pojawiających się pierwszych zmian żylnych. Poprawiają one krążenie, zapobiegają dalszemu rozwojowi zmian oraz przeciwdziałają pojawianiu się nowych. Zapewniają ulgę i uczucie lekkości zmęczonym nogom, a także wyszczuplają i modelują nogi. Łagodzą uczucie ciężkości, obrzęk, zmęczenie. Wyrób utrzymuje właściwości uciskowe przez min. 6 miesięcy. Podkolanówki są wytrzymałe i bardzo trwałe, nie puszczają oczek – odpowiada za to specjalny splot plastra miodu. Wzmocnienia na piętach i palcach gwarantują odpowiednie ułożenie na nodze, a tym samym właściwe rozmieszczenie ucisku. Dzięki temu, że wykonano je z przyjemnego w dotyku materiału z dodatkiem Lycry są eleganckie, wygodne i komfortowe w noszeniu. Dodatkowo jony srebra (technologia Silver+) zapewniają higienę i ochronę.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Veera Podkolanówki przeciwżyłakowe 140 DEN przeznaczony do stosowania w przypadku takich objawów jak pierwsze zmiany żyłne, pękanie naczynek, pajęczki, ciągły ból nóg, bolące i spuchnięte nogi (obrzęk w okolicy kostki nieustępujący po przespanej nocy). Rozmiar: 3/4 – rozmiar buta: 39-41.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Produkt testowany klinicznie.

Sposób użycia Podkolanówek przeciwżyłakowych 140 DEN Veera:

Zaleca się dobrać ucisk w porozumieniu z lekarzem lub farmaceutą, jest to ważne, gdyż tylko dobrze dobrany ucisk zapewni prawidłowe działanie.