

# Bebilon® Profutura CESAR BIOTIK 2 800g 6 m+



Cena: 89,90 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	800 g
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Zastosowanie	Mleko dla dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie

## Opis produktu

Bebilon ProFutura Cesar Biotik 2 to mleko następne przeznaczone dla dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie. Przeznaczone jest do stosowania u dzieci po 6 miesiącu życia.

Unikalna i zaawansowana formuła Cesar Biotik z dodatkiem bakterii z rodzaju Bifidobacterium (B. breve M-16V) została stworzona, aby wspierać układ odpornościowy i rozwój niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie. Kompletny odżywczo skład już od pierwszych chwil ma zaspokajać wszystkie potrzeby żywieniowe niemowląt urodzonych tym sposobem tak jak wszystkie mleka początkowe.

Bebilon PROFutura CESARBIOTIK 2 zawiera:

- Bakterie Bifidobacterium (B. breve M-16V)

- Składniki naturalnie występujące w mleku matki: HMO 2'FL
- Immuno-kompozycja: (witaminy A, C, D i cynk) dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
- Jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego;
- Wapń i magnez dla mocnych kości;
- Omega 3 (DHA i ALA) dla rozwoju mózgu i Omega 6
- Oligosacharydy GOS/FOS odwzorowujące kompozycję oligosacharydów mleka matki.

Nie zawiera oleju palmowego.

### Wskazania

Nasza unikalna i zaawansowana formuła CESARBIOTIK z dodatkiem bakterii z rodzaju Bifidobacterium (B. breve M16V) została stworzona, aby wspierać układ odpornościowy i rozwój\* niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie.

### Skład:

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,61 %), wysokooleinowy olej słonecznikowy, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, białko mleka, fruktooligosacharydy (0,59 %), wapń, olej rybi, potas, 2'-fukozylolaktaza 2'FL (0,19 %), sód, magnez, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny, emulgator (lecycyny z soi), witamina C, L-tryptofan, inozytol, tauryna, żelazo, Bifidobacterium breve M-16V, cynk, L-karnityna, kwas cytydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydino-5'-fosforowego, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas adenozy-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozy-5'-fosforowego, kwas pantotenowy, niacyna, witamina E, sól sodowa kwasu guanozy-5'-fosforowego, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, biotyna,

witamina D, witamina B12.

**Bez oleju palmowego.**

### **Stosowanie**

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.

1 płaska miarka to 4,7 g.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon Profutura Cesar Biotik 1 na Bebilon Profutura Cesar Biotik 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon Profutura Cesar Biotik 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon Profutura Cesar Biotik 2.

### **Instrukcja karmienia.**

Odpowiednią ilość mleka przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek do przygotowywanego mleka.

Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Po skończonym karmieniu nie pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka.

Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem i aby utrzymać odpowiednią ilość bakterii Bifidobacterium breve M-16V.

### **Sposób przygotowania**

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu.

Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka.

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.

2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.

3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.

4. Używaj wyłącznie załączonej miareczki.

5. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka.

6. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.

7. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.

8. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

9. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

### **Ważne informacje**

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią.

Jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeżeli zaistnieje konieczność dokarmiania, Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.

Nigdy nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka. Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania.

Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.

### **Przechowywanie**

Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Nie zaleca się przesypania mleka do innych pojemników.

Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.

### **Ostrzeżenia**

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

### **Ważne**

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa