

MYCOfast + 20 pilniczków jednorazowych gratis



Cena: 56,06 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	5 ml (zestaw)
Postać	płyn
Producent	N.P.ZDROVIT SP Z O.O.
Rejestracja	Wyrzód medyczny leczniczy

Opis produktu

MYCOfast 5 ml - skład:

Woda, etoksydiglikol, ISK1320, glikol pentylenowy, alkohol denaturowany, Tridiceth-9, PEG-40, uwodorniony olej rycynowy, alkohol benzylowy, limonen, gliceryna, natilact, glikol propylenowy, PVP, guma ksantanowa, olejek z liści eukaliptusa (Eucalyptus Globulus Leaf Oil), olejek lawendowy (Lavandula Hybrida Oil), linalol, DMI (Dimethyl Isosorbide), olejek pomarańczowy (Citrus Aurantium Dulcis Oil), olejek paczulowy (Pogostemon Cablin Oil), fosforan disodowy, geraniol, citral, biotyna, kumaryna, kwas cytrynowy, farnesol.

MYCOfast 5 ml - działanie:

Preparat z formułą Instant Killer (ISK 1320) wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń grzybiczych paznokci. MYCOfast ma wysoką skuteczność działania. Po pierwsze Instant Killer penetruje powierzchnię paznokcia i zwalcza grzyby w ciągu kilkadziesiąt sekund. Ponadto preparat tworzy fizyczną barierę hamującą rozwój grzybów (powstaje niekorzystne dla grzybów środowisko), przez co blokuje rozprzestrzenianie się infekcji na pozostałe paznokcie.

MYCOfast 5 ml - zastosowanie:

Wyrzód medyczny MYCOfast przeznaczony do stosowania w leczeniu grzybicy paznokci.

MYCOfast 5 ml - informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Możliwość stosowania u kobiet w okresie ciąży i laktacji należy skonsultować z lekarzem. Należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. Można łączyć z doustnymi preparatami przeciwgrzybiczymi.

MYCOfast 5 ml - przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u niemowląt i dzieci.

MYCOfast 5 ml - sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką. Na zakażoną płytkę paznokcia należy nałożyć płyn, stosując dołączony pędzelek. Preparat aplikować 2-3 razy dziennie. W celu uzyskania lepszych efektów leczenia zaleca się przynajmniej raz w tygodniu ostrożnie piłować zakażony paznokieć. Preparat należy stosować do całkowitego ustąpienia objawów grzybicy, wcześniejsze

przerwanie leczenia może doprowadzić do nawrotu choroby. W przypadku braku poprawy po dwóch tygodniach stosowania płynu należy skonsultować się z lekarzem.