

## Sterimar BABY Spray do nosa 50ml



Cena: 33,78 zł

### Opis słownikowy

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni                  |
| Opakowanie   | 50 ml                    |
| Postać       | aer.do nosa              |
| Producent    | MERCK KGAA               |
| Rejestracja  | Wyrób medyczny leczniczy |

### Opis produktu

#### Skład Sterimar Baby spray:

Izotoniczny roztwór wody morskiej (woda morska 31,82ml na 100ml).

#### Działanie Sterimar Baby spray:

Produkt do codziennej higieny niemowlęcych i dziecięcych nosków – wyrób medyczny Sterimar Baby spray. Zawarty w preparacie izotoniczny roztwór wody morskiej pomaga usunąć z nosa zalegające w nim zanieczyszczenia, kurz, drobnoustroje i alergeny, przyczynia się również do rozrzedzenia śluzu i jego usunięcia, wpływa to na łatwiejsze oddychanie m.in. podczas karmienia, snu czy infekcji. Spray działa nawilżająco na błonę śluzową nosa, chroni ją przed wysuszeniem, co jest istotne np. w sezonie grzewczym lub podczas przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ponadto pomaga on przywrócić naturalne funkcje śluzówki nosa. Jest to w 100% naturalny produkt, nie zawiera konserwantów. Zastosowana w preparacie woda morska jest bogata m.in.: w miedź, selen, cynk i mangan.

#### Zastosowanie:

Wyrób medyczny Sterimar Baby spray przeznaczony do stosowania do oczyszczania i nawilżania nosa u niemowląt i małych dzieci.

#### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

#### Sposób użycia sprayu Sterimar Baby:

Zaleca się stosować 2-6 razy dziennie do każdego otworu nosowego w zależności od potrzeb. Końcówkę aplikatora po użyciu należy oczyścić i osuszyć.