

Systane Hydration bez konserwantów 10ml



Cena: 68,85 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu
Producent	ALCON POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Skład Systane Hydration bez konserwantów krople do oczu:

Hialuronian sodu, glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, sorbitol, aminometylopropanol, kwas borowy, boran sodu, edetynian sodu, cytrynian sodu.

Działanie Systane Hydration bez konserwantów krople do oczu:

Wysokiej jakości nawilżające krople do oczu z hialuronianem sodu. Wyrób medyczny Systane Hydration bez konserwantów tworzy na powierzchni oka tzw. żelowy opatrunek. Działa on nawilżająco i hamuje nadmierne parowanie łez. Krople są rekomendowane przy umiarkowanych lub ciężkich objawach zespołu suchego oka. Łagodzi uczucie pieczenia, kłucia, uczucie ciała obcego i piasku pod powieką. Sprawdzi się u osób, które spędzają dużo czasu przed monitorem komputera oraz dla osób, które noszą soczewki kontaktowe.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Systane Hydration bez konserwantów krople do oczu przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia umiarkowanych lub ciężkich objawów zespołu suchego oka.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Zużyć w ciągu trzech miesięcy od otwarcia. Preparat nie nadaje się do stosowania jako preparat do oczyszczania i dezynfekowania soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kropli.

Sposób użycia kropli do oczu Systane Hydration bez konserwantów:

Przed zastosowaniem przeczytać ulotkę. Do oka wkroplić 1-2 krople. Kilka razy mrugnąć. Następnie zakropić drugie oko. Nie dotykać końcówką zakraplacza żadnych powierzchni np. powierzchni oka. Krople można stosować przed założeniem soczewek kontaktowych i po ich zdjęciu.